



Foto: MW-Vertrieb

Straffe HAUT am ganzen Körper

Sogenannte Lifting-Behandlungen erfreuen sich bei Kunden meist guter Nachfrage. Denn nachlassende Hautstraffheit stellen viele an sich fest. Marion Weiss erläutert ihre Erfahrungen mit Behandlungskonzepten, die auf mehrgleisigen Anwendungen basieren.

Lifting ohne Skalpell, den Alterungsprozeß verzögern, faltenfrei und wieder straff werden – ein Wunschtraum oder? Es werden viele Methoden und Produkte auf dem Kosmetikmarkt angeboten, manche mit sehr guter, manche mit weniger guter Wirkung. Angeboten wird z. B. Falten-Wegbügeln, -Schleifen, -Auffüllen, Produkte die den Alterungsprozeß hinauszögern, vor freien Radikalen schützen etc.

Um in der Kabine erfolgreiche Lift-Behandlungen durchzuführen, muß man sich zunächst mal mit dem Entstehungsprozeß von Falten- und Hautproblemen beschäftigen. Mit anderen Worten, wir müssen die Ursache für den Zustand unserer Kundin herausfinden. Ist es ein stress-, problem- oder hormonell bedingter Alterungs-

prozeß. Jedes Problem bedarf einer anderen Lösung, evtl. müssen auch andere Fachkräfte, wie z. B. Arzt oder Endokrinologe (Drüsen-/Hormon-Spezialist) hinzugezogen werden. Die besonders von Faltenbildung bedrohten Problemzonen der Frau an Gesicht, Hals, Dekolleté, Gesäß, Hüfte und Händen sollten dann gezielt behandelt werden.

Wichtig vor jeder sogenannten Gesichts- oder Körper-Lift-Behandlung ist die Vorbereitung der Haut. In meinem Institut wird ein »Lifting ohne Skalpell« z. B. wie folgt durchgeführt: Die zu behandelnde Stelle wird zunächst sorgfältig gereinigt. Danach benutzen wir zur

Vorbereitung ein Peeling, am besten mit Fruchtsäure, denn sie unterstützt den Peeling-Effekt. Darüber hinaus gilt es als wissenschaftlich gesichertes Erkenntnis, daß Fruchtsäuren die Produktion von körpereigenem Kollagen und Elastin anregen, welche die Haut gut durchfeuchten und geschmeidig halten. Fruchtsäuren können zum Teil auch bei empfindlicher Haut angewendet werden. Bei Körperbehandlungen benutzen wir zur Vorbehandlung überwiegend Dusch-Peelings. Diese Vorbereitungen halte ich für sehr wichtig, da die Aufnahme der Produkte somit optimal erfolgen kann. Denn wir wissen alle, daß eine Haut mit Talgablagerungen und Verhornungen auf Wirkstoffe oder kosmetische Reize nicht optimal reagiert. Jetzt kommt die Kombination apparativ und präparativ zum Ein-

MARION WEISS

Marion Weiss, Gründerin des Verbandes der Elektrokosmetologen International (VDEI), arbeitet seit 1978 als Fachkosmetikerin im eigenen Institut. Darüber hinaus führt sie einen Gerätevertrieb, ein Schulungszentrum und ist Profi in Sachen Studioeinrichtungen.



satz. Wir benutzen je nach Hauttyp Collagen-, Sauerstoff-, Enzym-, Vitamin- oder andere passende Produkte.

Was den apparativen Part der Behandlung betrifft, so hat sich bei uns seit vielen Jahren ein System mit Spezial-Lifting-Pumpen zur Muskelstimulation bewährt. Diese »Pumpen« übertragen ein pulsierendes Druckfeld auf und in das Gewebe mit ca. 50 Schwingungen pro Sekunde. Das System ist ebenfalls mit einer Rotlichtmyotrode (Farblicht) ausgerüstet, dadurch ist eine noch schnellere Zellerneuerung möglich. Generell kann Farblicht Regenerations- und somit auch Lifting-Behandlungen sinnvoll unterstützen. Bei Geräten zur Hautstraffung ist auch eine mehrstufige Regulierungsvorrichtung nützlich, sie ermöglicht eine

optimale Behandlung für jeden Hauttyp und Körperbereich. Das erwähnte System mit »Lifting-Pumpen« ist auch noch mit Wärme- und Kältemyotroden ausgestattet, so können wir eine rasche Einschleusung von Produkten bewerkstelligen.

10er Kur als Auftakt

Die Anwendung von solchen Systemen ist schmerzfrei und angenehm. Die Erfolge nach nur 15 Minuten Behandlung mit dem erwähnten Kombi-System sind bereits verblüffend. Die Behandlungen werden erst als 10er-Kur angeboten und später als »Erhaltungs-Anwendungen« fortgesetzt. Auf Wunsch können wir problemlos die Körperbehandlung während der Gesichtsbehandlung mitlaufen lassen. Somit hat die

Kundin in kürzester Zeit maximale Effekte. Damit es zu noch schnelleren, sichtbaren Ergebnissen kommt, behandeln wir unsere Kunden abschließend mit dem Soft-Laser und Scanner. Die Lichtwellen des Softlasers führen der Haut Energie zu, fördern zusätzlich den Erneuerungsprozeß müder Zellen, steigern somit die Produktion von Kollagen im Bindegewebe, verbessern die Durchblutung, regen den Stoffwechsel an und festigen das Bindegewebe.

Gerade bei den Lifting-Behandlungen sollten wir auch die Kunden über ergänzende Maßnahmen beraten: Vitaminversorgung, Heimpflegeprodukte etc. Außerdem müssen wir versuchen, den Kunden klarzumachen, daß die ewige Jugend in diesem Leben leider noch nicht möglich ist.